



## STERIKING® MULTI SEAL TEST

Kit



Artikelnr.: 110298  
Hersteller: Steriking  
Gewicht: 0.5 kg

**€ 190,94**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit** 300 Kontrollbogen, 80 ml Flüssigkeit, 1 Stoppuhr

Das neue *STERIKING MULTI SEAL TEST* Kit MS 300 verbindet zwei Prüfungen (nach ISO 11607) für die Einsatzfähigkeit sowie für den Test eines Siegelvorgangs - eine optische Überprüfung der Siegelqualität (täglich – wie vom Siegelnahtkontrollbogen Seal Control SC 250 bekannt) und eine Farbeindringprüfung für die Unversehrtheit der Versiegelung (wöchentlich).