



ScanPost

Stück S BL 3.3 L



Artikelnr.: 111063
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 65 mm
Länge: 70 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück ScanPost S BL 3.3 L

ScanPost ist zusammen mit einem geeignetem Scanbody ein Hilfsmittel zur intraoralen optischen Erfassung der Implantatlage. Eine konventionelle Abformung mittels Abformpfosten zur Übertragung in ein Gipsmodell wird damit überflüssig. *ScanPost* ist für verschiedene Implantatsysteme- und durchmesser erhältlich und kann bis zu 50 Mal angewandt werden. Je nach eingesetztem Kamerasystem sind separat erhältliche Scanbodies zu verwenden (Scanbodies für Omnicam oder Scanbodies for Bluecam). Für die definitive Versorgung ist eine TiBase mit der gleichen Namensextension zu verwenden.