




Bohrerständer SS55

Stück (B x H x T) 95 x 64 x 60 mm



Artikelnr.: 111100
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.278 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 71 mm
Länge: 111 mm

€ 102,43

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrerständer (B x H x T) 95 x 64 x 60 mm

Edelstahl-Bohrerständer rostfrei, sterilisierbar. Für 21 Handstück-Instrumente.