



## smartBite

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen



Artikelnr.: 111365  
Hersteller: smartdent  
Gewicht: 0.298 kg  
Höhe: 115 mm  
Breite: 54 mm  
Länge: 130 mm

**€ 21,70**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial, 12 Mischkanülen

Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistratoren. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Enthärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtanbindezeit 1 Minute und 30 Sekunden. Enthärte Shore A85.