



Retainerdraht

Rolle 2 Meter Ø 0,5 mm, Titan



Artikelnr.: 111571
Hersteller: Dentaorium
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 51 mm
Länge: 51 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Rolle 2 Meter Retainerdraht Ø 0,5 mm, Titan

- Für Ober- und Unterkiefer
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Hoher Patientenkomfort