



optibase®

Karton 4 Manschetten klein



Artikelnr.: 111683
Hersteller: dentona
Gewicht: 0.08 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 127 mm
Länge: 148 mm

€ 15,35

Zzgl. MwSt.

Karton 4 Manschetten klein

Das innovative Modellsystem zur wirtschaftlichen Herstellung optimaler Sägemodelle in der Zahntechnik. Jetzt in runder Form zur besseren Handhabung und kostenoptimiert durch die Eigenfertigung von dentona®. Durch die bereits mit Pins besetzte Sockelplatte spart der Anwender die Anschaffung und Wartung eines Pinbohrgerätes sowie das Setzen der Pins. Die *optibase®* exklusiv Sockelplatte ist dutzendfach wiederverwendbar und macht das System damit insgesamt extrem wirtschaftlich.