




PRECI-CLIX AXIAL

Stück Attachment ATI



Artikelnr.: 111784
Hersteller: Alphadent
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 32 mm
Länge: 70 mm

€ 25,48

Zzgl. MwSt.

Stück Attachment ATI

Axiales Kugelattachment für Kunststoffprothesen mit ersetzbarer Kunststoff-Matrize in drei Retentionswerten.
ATI: Matrizengehäuse zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Kunststoffpatrize für Stiftwurzelkappen. Gießen Sie in einer harten Legierung.

AP: Dublierhilfsteil für Modellgussprothesen. Gießen Sie in einer harten Legierung.

CV: Matrizengehäuse zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Ausschraubbare Titanpatrize mit hochschmelzendem Basisring zum Angießen an Edelmetalllegierungen.