




Diamantpolierer DPO02/05

Packung 2 Stück braun, RA, Figur 244, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 111789
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 31,14

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer braun, RA, Figur 244, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

2-Stufen System. Diamantpoliersystem für Silikat Keramik, Leucitverstärkte Keramik, Lithium Disilikate (e.max).

- 1. Stufe rot/orange = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe grau/orange = Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahlbereich 7.000 - 12.000 U/min., max. Drehzahl 20.000 U/min.