



## LUSTER® for IPS e.max® LUS100

Kit 3 Diamanten 4 Polierer



Artikelnr.: 111816  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.043 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 42 mm

**€ 103,15**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit 3 Diamanten** (1 x blau Z0801 FG, ISO 010, 2x rot Z850F, FG, ISO 018, Z833F, FG, ISO 023), **4 Polierer** (2 x braun DPO02, RA, ISO 040, DPO07 RA, ISO 060, 2 x beige DPO05, RA, ISO 040, DPO08, RA, ISO 060)

Das Kit enthält diamantierte und in der Form optimierte Instrumente für das Bearbeiten von e.max Versorgungsen sowie ein 2-Stufen e.max Poliersystem zur oralen Politur, um ein Hochglanz-Ergebnis zu erreichen.