



## LUSTER® for IPS e.max® LUS80

Kit 5 Stück (rosa, braun, beige), HP



Artikelnr.: 111817  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.093 kg  
Höhe: 78 mm  
Breite: 44 mm  
Länge: 63 mm

**€ 115,68**

*Zzgl. MwSt.*

Kit 5 Polierer (rosa, braun, beige), HP

Dieses Kit enthält die speziell für Lithium-Disilikat-Restaurationen entwickelten MEISINGER Polierer. Mit dem radförmigen Instrument (9736G) können beispielsweise Kontaktpunkte und -flächen beschliffen werden. Mit dem 2-Stufen Poliersystem kann ein erneuter Hochglanz erreicht werden.