



Omniprint P soft

Packung 1,5 kg Dose Base, 1,5 kg Dose Katalysator



Artikelnr.: 111956
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 3.3 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 123 mm
Länge: 240 mm

€ 70,21

Zzgl. MwSt.

Packung 1,5 kg Dose Base, 1,5 kg Dose Katalysator

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. *Omniprint P soft* ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat *Omniprint P soft* eine Endhärte von A85. *Omniprint P soft* ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.