



Provi Temp K

Packung 50 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischer hellblau 4:1



Artikelnr.: 112091
Hersteller: bisico
Gewicht: 0.186 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 103 mm
Länge: 131 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischer hellblau 4:1

Kunststoffmaterial auf Basis multifunktionaler Acrylate zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken. *Provi Temp K* hat ausgeprägte transluzente Eigenschaften und steht in verschiedenen Farbabstufungen zur Verfügung. Durch die direkte Applikation aus der Kartusche oder Minispritze ist eine sparsame, blasenfreie Verarbeitung möglich. Dosieren und Mischen entfallen. *Provi Temp K* ist durch seine exzellenten physikalischen Eigenschaften extrem bruchfest und abrasionsfest. Die Herstellung kann extraoral oder auch intraoral erfolgen, denn durch die geringe Wärmeentwicklung wird der Patient nicht belastet. Das fertiggestellte Provisorium ist mit den üblichen Mitteln polierbar und reparierbar.