



## Prophy Clean

Packung 5 Stück weiß, ISO 030, PCL05, grob, Länge 6,5 mm, RA



Artikelnr.: 112366  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 7 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 72 mm

**€ 51,75**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Polierer weiß, ISO 030, PCL05, grob, Länge 6,5 mm, RA

Entfernt Zahnstein, präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz sind ausgeschlossen.

weiß - mittlere Körnung.

blau - grobe Körnung.

- Entfernung von Zahnstein, Belägen und Verfärbungen
- Entfernung von Bracketkleberesten
- Entfernung von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung
- Schaft: RA