



Vinyl 2000 Stretch

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, M



Artikelnr.: 112376
Hersteller: Meditrade
Gewicht: 0.567 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 126 mm
Länge: 240 mm

€ 5,46

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, M

Die preisgünstige latexfreie und komfortable Alternative für die Pflege. Für für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und seiner ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmal-handschuhen sehr hoch ist.

- Latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- Puderfrei
- Höhere Dehnbarkeit und Dichte im Vergleich zu herkömmlichen Vinylhandschuhen
- Mit Rollrand
- Beidhändig passend
- Als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)