



## HM-Finierer D0133

Packung 5 Stück orange fein, FG, Figur 159 konisch spitz, 4,2 mm, ISO 010



Artikelnr.: 112665  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 69 mm

**€ 49,84**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Finierer orange fein, FG, Figur 159 konisch spitz, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 010

Twist Finierer. Konisch spitz. Perfektierte Oberflächenbearbeitung von Kompositen.

Die unterschiedlichen Schneiden sorgen für ein perfektes Arbeitsergebnis und eine extrem glatte Oberfläche.

Hohe Laufruhe. Bestens geeignet für Komposite und andere Materialien. Deutliche Kennzeichnung der Instrumente durch unterschiedliche Farbringe.

- orangener Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber/orangener Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer/orangener Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Füllungsbearbeitung