



## Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C167

Packung 3 Stück HP, Figur 410, 10 mm, ISO 023



Artikelnr.: 113074  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 38,28**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Fräser HP, Figur 410, Kopflänge: 10 mm, ISO 023

LINDEMANN Knochenfräser.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.