




Dreifingerzange nach Aderer

Stück 045-008-00, medium



Artikelnr.: 113213
Hersteller: Dentaaurum
Gewicht: 0.079 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 80 mm
Länge: 208 mm

€ 89,11

Zzgl. MwSt.

Stück Zange 045-008-00, medium

Medium: Max. Drahtstärke \varnothing 0,9 mm, hart. EQ-Line.

Mini: Max. Drahtstärke \varnothing 0,7 mm, hart. EQ-Line.