



## Soft-Core

Packung 6 Stück ISO 020



Artikelnr.: 113334  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.024 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 115 mm  
Länge: 130 mm

**€ 22,87**

Zzgl. MwSt.

### Packung 6 Obturatoren ISO 020

Der Soft-Core-Träger ist 30 % dünner als der von Thermafil® und ermöglicht eine größere Flexibilität bei gekrümmten Kanälen. Ein dünnerer Träger bedeutet mehr Guttapercha für dichtere Füllungen. Und mit nur einer universellen Größe können Sie Ihren Obturator-Vorrat stark verringern und vereinfachen. Soft-Core® wird aus der fortschrittlichsten Alpha-Phase-Guttapercha hergestellt und bietet hervorragende Fließigenschaften, Adhäsion und verbesserte Abdichtung.