



## Monoart® Watterollen

Beutel 300 g Ø 10 mm, Größe 2

---



Artikelnr.: 113497  
Hersteller: Euronda  
Gewicht: 0.289 kg  
Höhe: 62 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 190 mm

**€ 6,71**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Beutel** 300 g Watterollen Ø 10 mm, Größe 2

*Monoart Watterollen* bestehen aus reiner, natürlicher Baumwolle. Wir verwenden extra lange Fasern. Das hält die Watterollen bei der Benutzung in Form und verhindert ein Ausfasern. Sie besitzen ein hohes Absorptionsvermögen. Im Einsatz als Dental-Watterollen saugen sie viel Speichel und Flüssigkeiten während der Zahnbehandlung auf. Durch das Einlegen zwischen Kiefer und Wange unterstützen sie außerdem das Abhalten und damit eine gute Sicht auf den Eingriffsbereich. In der richtigen Größe helfen sie Beim Einzementieren von Kronen und Brücken durch Druckfixierung.

- 100% Langfaserbaumwolle
- Fusselfrei
- Chlorfrei gebleicht
- Hohe Saugkraft
- Formstabil