



BEAUTIFIL Bulk

Spritze 4,5 g Restorative universal



Artikelnr.: 113610
Hersteller: SHOFU
Gewicht: 0.028 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 28 mm
Länge: 164 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Spritze 4,5 g Restorative universal

Das System besteht aus zwei Komponenten unterschiedlicher Viskositäten auf Basis derselben Füllerstruktur. Das fließfähige Komposit ("Flowable") ist besonders für Unterfüllungen mit guter Selbstnivellierung und Verarbeitung geeignet. Das pastöse und hervorragend modellierbare "Restorative" ist für die direkte Seitenzahnrestauration konzipiert und okklusal belastbar.

Anwendungsbereiche Flowable

- Unterfüllungsmaterial für Klasse-I- und -II-Füllungen
- Liner unter Füllungsmaterialien
- Füllungsmaterialien für kleine Seitenzahnkavitäten

Anwendungsbereich Restorative

- Direkte Seitenzahnrestorationen