



HM-Bohrer 1SQ

Packung 5 Stück schnittfr. Verz. Querhieb, RA, blau, Figur 001, ISO 023



Artikelnr.: 11377
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 21,32

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer schnittfreundige Verzahnung mit Querhieb, RA, blau, Figur 001, ISO 023

Schnittfreundige Ausführung mit Querhieb – zum Exkavieren. Rund.

- Kieferchirurgie, Kavitätenpräparation
- Drehzahlbereich RA ISO 005-023 - 160.000 U/min., ISO 025-037 - 120.000 U/min.
- Drehzahlbereich FG
 - ISO 005-014 - 300.000 U/min.
 - ISO 016 - 280.000 U/min.
 - ISO 018 - 250.000 U/min.
 - ISO 021 - 210.000 U/min.