



Hinritzit® Super

Karton 25 kg superweiß



Artikelnr.: 114600
Hersteller: ERNST HINRICHS
Gewicht: 25 kg
Höhe: 356 mm
Breite: 280 mm
Länge: 305 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Karton 25 kg Gips superweiß

Ein druckfester, formbeständiger Gips mit einer glatten Oberfläche. Ein idealer Modellhartgips für parodontale Schienungen, Modellgußprothesen sowie Regulierungen aller Art. Für genaueste Detailtreue und Härte.

Anwendung

Arbeitsmodelle, Gegenbißmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.