



Signum® HiLite® pre 2

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 114955
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 1.253 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 270 mm
Länge: 320 mm

€ 394,86

Zzgl. MwSt.

Stück Angelierlampe inklusive Handstück mit Lithium-Ionen-Akku, Haltestation, magnetische Ladebuchse mit Netzteil, Blendschutz, Clip, Ablageschale für Handstück

Signum® HiLite® pre 2 bietet LED-Lichttechnik in modernem Design für die schnelle und professionelle Vorpolymerisation von fließfähigen Kompositen. Das Gerät kann bei vielfältigen Indikationen in den Bereichen der Kunststoff-Prothetik und Kunststoffverblendtechnik eingesetzt werden.

- Mobile oder stationäre Anwendung möglich
- Sehr hohe Lebensdauer der LED
- Unabhängiger Einsatz vom Stromnetz durch Akkubetrieb
- Sehr hohe spektrale Strahlungsstärke
- Homogene Lichtverteilung
- Sehr geringe Erwärmung des Objekts durch Kaltlicht
- Aluminium verstärktes Gehäuse