



## Helioseal® F

Packung 20 Stück 30° gebogen, Ø 0.6 mm



Artikelnr.: 115183  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.011 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 87 mm

**€ 14,56**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 20 Applikationskanülen 30° gebogen, Ø 0.6 mm

Lichthärtender, weiß eingefärbter Fissurenversiegler mit dauerhafter Fluoridfreisetzung.