



neodisher® Septo Fin

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 115513
Hersteller: Dr. Weigert
Gewicht: 5.607 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 248 mm
Länge: 140 mm

€ 90,73

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

neodisher Septo Fin eignet sich zur manuellen Desinfektion von vorgereinigten thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive flexibler Endoskope, TEE-Sonden, MIC-Instrumenten und Anästhesieutensilien.

neodisher Septo Fin ist formaldehyd- und glyoxalfrei (auch frei von Formaldehyd-Abspaltern!) und hat eine umfassende Desinfektionswirkung (bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid und wirksam gegen *C. difficile*), die der aktuellen KRINKO/BfArM-Empfehlung entspricht.