



# GERL.

## GC OPTIGLAZE® color

Flasche 2,6 ml lavendel



Artikelnr.: 115629

Hersteller: GC

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 19 mm

Länge: 59 mm

**€ 45,74**

Zzgl. MwSt.

**Flasche** 2,6 ml lavendel

Lichthärtende Oberflächenversiegelung (Charakterisierung) für indirekte Composite- und Acrylrestaurationen. In FARBE sieht alles besser aus. Ob Sie als Zahntechniker nach einer einfachen Lösung zur Individualisierung Ihrer Composite-Restaurationen suchen oder Ihren gefrästen Restaurationen mehr Tiefe verleihen möchten, die Vielseitigkeit von OPTIGLAZE color wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Bei GC OPTIGLAZE color handelt es sich um gebrauchsfertige, lichthärtende, nanogefüllte Versiegelungsmaterialien, welche Ihnen die Möglichkeit bieten, auf sehr einfache Art für langanhaltenden Farb- und Oberflächenglanz zu sorgen.