



Diamanten 836KR

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, 6 mm, ISO 008



Artikelnr.: 115649
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 7,01

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten Standard, FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, Kopflänge: 6 mm, ISO 008

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschubstanz
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsändern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation