



## ProTaper® Shaping steril

Packung 6 Stück 31 mm Gr. S2



Artikelnr.: 115748  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 120 mm

**€ 66,40**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 6 Feilen 31 mm Größe S2**

Für die manuelle Behandlung.

Sie ermöglicht eine schnelle und einfache Wurzelkanalaufbereitung mit 3-6 ProTaper Handfeilen. Diese Einstiegsmethode ermöglicht ein leichtes Umsteigen auf die rotierenden ProTaper Feilen. Zudem dienen sie auch bei der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung als Ergänzung bei besonders stark gekrümmten Kanälen. Die taktile Kontrolle wird dadurch erhöht. Sequenzer in schwarz und gelb, wie bei ProTaper Universal für die maschinelle Aufbereitung.

Zwei zusätzliche Finishing Feilen F4 und F5 für die Aufbereitung eines sehr weitlumigen Apikalbereichs.  
Zusätzliche Arbeitslänge: 31 mm.