



PTFE Nahtmaterial

Packung 12 Stück 75 cm, 3/8 Kreis, rund, diamantiert, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 115784

Hersteller: Omnia

Gewicht: 0.09 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 74 mm

Länge: 161 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien Fadenlänge: 75 cm, 3/8 Kreis, rund, diamantiert, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Das Omnia-Nahtmaterial aus PTFE ist perfekt geeignet für alle Implantologie- und Parodontalverfahren und für die Knochentransplantation, wo die Anwendung eines Monofilament-Nahtmaterials mit geringer Bakterienhaftung von Vorteil ist. *PTFE Nahtmaterial* ist besonders weich, biologisch inert und klinisch nicht reaktiv. Im Gegensatz zu dem anderem synthetischem Monofilament-Nahtmaterial wird PTFE in der Mundhöhle ausgezeichnet vertragen. Ferner ist das *PTFE Nahtmaterial* perfekt geeignet, die Entzündung, Blutung und andere Nebeneffekte zu begrenzen, die beim Annähern der Wundränder auftreten können. Eigenschaften: Widerstandsfähigkeit optimales Gleiten zwischen den Geweben ausgezeichnete Bioverträglichkeit biologisch inert, was dazu beiträgt, die Entzündung längs der Wundränder zu begrenzen Monofilament komfortabel und weich, um den Patienten nicht zu stören.