



## R-SI-LINE® MONO S MATIC

Packung 380 ml Kartusche, 10 Mischkanülen, 1 Bajonett-Ring



Artikelnr.: 115913  
Hersteller: R-Dental  
Gewicht: 0.875 kg  
Höhe: 88 mm  
Breite: 123 mm  
Länge: 223 mm

**€ 99,79**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 380 ml Doppelkartusche Silikon, 10 Mischkanülen MATIC BR, 1 Bajonett-Ring

Einphasen-Präzisionsabformmaterial.

- Produktfarbe rotlila
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Für Einphasenabformungen
- Für Funktionsabformungen
- Mittelviskos
- Hohe Standfestigkeit
- Thixotrop
- Super hydrophil
- System 5:1
- Für handelsübliche Mischgeräte
- Aushärtezeit 3 min