



Artikulationsgips - synthetisch

Beutel 5 kg Artikulationsgips



Artikelnr.: 116104
Hersteller: ERNST HINRICH'S
Gewicht: 5.063 kg
Höhe: 120 mm
Breite: 200 mm
Länge: 420 mm

€ 19,50

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Artikulationsgips

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierungen, Vorwalle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stehvermögen. Typ 2.