



Variolink® Esthetic

Refill Packung 5 g Automix Spritze neutral DC



Artikelnr.: 116435
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.096 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 68 mm
Länge: 150 mm

€ 102,32

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 5 g Automix Spritze neutral DC

Variolink® Esthetic ist das ästhetische licht- und dualhärtende Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung von Keramik- und Composite-Restaurationen. *Variolink® Esthetic* besticht durch seine außergewöhnliche Ästhetik und die sehr anwenderfreundliche Verarbeitung.

Vorteile

- Exzellente Farbstabilität durch aminfreie Formulierung dank des patentierten, reaktiven Lichtinitiators Ivocerin
- Ausgewogenes und übersichtliches Effekt-Farbsystem
- Natürliche zahnähnliche Fluoreszenz
- Leichte gesteuerte Überschussentfernung
- Flexible, situative Konsistenz, ideale Kombination aus Fließfähigkeit und Standfestigkeit
- Überzeugende Röntgendiagnostik

Variolink® Esthetic LC: Zur definitiven Befestigung von Glaskeramik-, Lithium-Disilikat-Glaskeramik- und Composite-Restaurationen (Inlays, Onlays und Veneers). Nur bei Restaurationen mit geringer Materialstärke 2 mm und ausreichender Transparenz (z.B. IPS e.max HT) verwenden.

Variolink® Esthetic DC: Zur definitiven Befestigung von Glaskeramik-, Lithium-Disilikat-Glaskeramik- und Composite-Restaurationen (Inlays, Onlays, Teilkronen, Kronen, Brücken).