




Diamantpolierer 9769

Packung 2 Stück rosa mittel, RA, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 100



Artikelnr.: 116510
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 72 mm

€ 18,99

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer rosa mittel, RA, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 100

2-Stufen System. TWIST Diamantpolierer, Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Das Twist Polishing Kit wurde speziell für die einfache Hochglanzpolitur aller Kompositrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusalfäche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die zweiteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.

Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden!