



SEAL-TIGHT TIPS

Packung 200 Stück sortiert (pink, orange, blau, hellblau, lila, weiß, gelb)



Artikelnr.: 116586
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.293 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 172 mm
Länge: 221 mm

€ 29,72

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Aufsätze sortiert (pink, orange, blau, hellblau, lila, weiß, gelb)

Einwegaufsätze für Luft-Wasser-Spritzen eliminieren das, was ein Autoklav nicht verhindern kann, Kreuzkontamination. Seal-Tight, der große Eliminator:

- Eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Vermeidet Sterilisationszeit
- Reduziert die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden bei Verfahren

Einzigartige Technologie, entwickelt für raschen und sicheren Austausch von Aufsätzen.