



## semperguard® Nitril Xpert puderfrei

Packung 100 Stück puderfrei, blau, M



Artikelnr.: 116995  
Hersteller: hygi.de  
Gewicht: 0.618 kg  
Höhe: 78 mm  
Breite: 129 mm  
Länge: 251 mm

**€ 11,15**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 100 Handschuhe puderfrei, blau, M

Der *semperguard® Nitril Xpert* mit extra Wandstärke bietet den stärksten Schutz aller Modelle im *semperguard®* Einweghandschuh-Portfolio und führt – wie der Name schon sagt – zu einem hochbelastbaren Handschuh, der von professionellen Anwendern in verschiedenen Anwendungsbereichen bevorzugt wird. In der Arbeitssicherheit punktet *semperguard® nitril Xpert* durch hohe Belastbarkeit und gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Grünblaue Farbe kombiniert mit zusätzlicher Wandstärke macht *semperguard® Nitril Xpert* gut geeignet für Anwendungen im Lebensmittelbereich, wo mechanischer Verschleiß ein Problem darstellt. Im Labor- und Wissenschaftsbereich hingegen bietet der Handschuh perfekten Anwenderschutz durch sehr gute Beständigkeit gegen eine breite Palette von Chemikalien.

- Verbesserter Schutz durch deutlich höhere typische Bruchkraft
- Vollständig strukturiert für optimalen Grip in feuchten und nassen Anwendungen
- Die grün-blaue Farbe kombiniert mit der erhöhten Wandstärke ergibt einen hochbelastbaren Handschuh
- Vielseitiger Handschuh für Experten in den Bereichen Arbeitssicherheit, Labor und Wissenschaft
- Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B & C und HIV

*semperguard® nitril Xpert* wird für folgende Anwendungsbereiche empfohlen:

- Personenschutz
- Labor
- Essen