




Adressfeld 760

Packung 200 Stück



Artikelnr.: 117168
Hersteller: Beycodent
Gewicht: 0.22 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 90 mm
Länge: 140 mm

€ 18,41

Zzgl. MwSt.

Adressfelder 760 für Laserdrucker
Format: 90*65 mm, Art.-Nr. 84.000.760
Pack mit 200 Etiketten

BEYCODENT
Tel: 072449200-0 - Fax: 07244766
E-Mail: service@beycodent.de
Internet: www.beycodent.de

Packung 200 Etiketten

Klar, sauber, flexibel – das Adressfeld Typ 760 für jede Kartei

Das universell einsetzbare *Adressfeld* Typ 760 ist die praktische Lösung für alle, die in Praxis oder Labor strukturiert und effizient arbeiten möchten. Ob für Patienten-, Kunden- oder Laborunterlagen – die selbstklebenden Blanko-Felder lassen sich individuell beschriften und sorgen für ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild.

Das Format ist ideal auf Standard-Karteikarten abgestimmt und haftet zuverlässig auf unterschiedlichsten Oberflächen. Dank der neutralen Farbe Weiß bleibt der Fokus ganz auf dem, was zählt: Ihrer Organisation.

Ihr Vorteil:

- Blanko für individuelle Beschriftung (handschriftlich oder per Druck)
- Sauber haftend & einfach anzubringen
- Ideal für Praxiskarteien, Akten und mehr
- Universell einsetzbar & gut kombinierbar mit Farbregistern

Weitere Informationen:

- Format Etikett: 90 x 65 mm
- Zwei Etiketten pro Bogen

- Pack mit 200 Etiketten (100 Bogen)
- Geeignet für Laserdrucker