



## Diamanten 811

Packung 6 Stück schwarz supergrob, FG, Figur 038 Doppelkegel kurz, 4 mm, ISO 030



Artikelnr.: 117260  
Hersteller: INTENSIV SA  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 36 mm

**€ 60,79**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 6 Diamanten schwarz supergrob, FG, Figur 038 Doppelkegel kurz, Kopflänge: 4 mm, ISO 030

- schwarz (544) - supergrob - 150 µm / 125 µm\*
- grün (534) - grob - 125 µm / 106 µm\*
- farblos (524) - Standard - 106 µm / 60/80/90 µm\*
- blau (524) - mittel - 80 µm
- braun (524) - mittel - 60 µm
- gold (514) - Golden Burs GB - 50 µm
- rot (514) - fein - 40 µm
- weiß (514) - fein - 25 µm
- gelb (504) - extra fein - 15 µm
- orange (494) - ultra fein - 8 µm
- Kronenpräparation

\*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.