

BIOSTAR 230V St

Stück 230 V inklusive Zubehör



Artikelnr.: 117307
Hersteller: SCHEU-DENTAL
Gewicht: 19 kg
Höhe: 360 mm
Breite: 381 mm
Länge: 565 mm

€ 3.506,33

Zzgl. MwSt.

Stück Tiefziehgerät 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung, Microfaser-Putztuch

Das *BIOSTAR*® ist das Universal-Druckformgerät für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik und der Kieferorthopädie mit Scan-Technologie und 6 bar Arbeitsdruck. Der einzigartige thermisch geregelte IR-Strahler erreicht innerhalb einer Sekunde die Arbeitstemperatur. Alle Parameter, wie Temperatur, Heiz- und Abkühlzeiten, werden mittels Scanner bzw. Code-Eingabe programmiert und auf einem großen Display angezeigt und überwacht. Das farbige 3,2" LCD-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln führt durch die einzelnen Arbeitsschritte des Tiefziehvorgangs und stellt weitere Informationen zur eingescannten Folie, ihren Indikationen sowie eine Bibliothek mit bebilderten Anwendungshinweisen für den Herstellprozess zur Verfügung. Eine Schnittstelle ermöglicht einfache Updates. Der große Modelltopf erleichtert das Einbetten von gesockelten Modellen und die großzügig dimensionierte Schublade sorgt für optimales Dosieren und Lagern des Granulats. Ausführliche und kostenlose Einweisung durch einen SCHEU-DENTAL Außendienstmitarbeiter. 3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.