



Sensorspender

Stück Sensorspender



Artikelnr.: 117477
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 4.457 kg
Höhe: 240 mm
Breite: 333 mm
Länge: 452 mm

€ 99,00

Zzgl. MwSt.

Stück Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen (Handpapier nicht enthalten) inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm. (Handpapier nicht enthalten)