



## PermaCem 2.0

Packung 3 x 9 g Spritze transparent, 45 Smartmix-Tips Short, 15 Smartmix-Tips Endo M

---



Artikelnr.: 117552

Hersteller: DMG

Gewicht: 0.253 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 173 mm

Länge: 218 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 x 9 g Spritze transparent, 45 Smartmix-Tips Short, 15 Smartmix-Tips Endo M

*PermaCem 2.0* - selbstadhäsiver, dualhärtender Zement.

- Selbstadhäsiver Zement mit hoher natürlicher Eigenhaftung auf Zirkon, zur permanenten Befestigung von Inlays, Onlays, Wurzelstiften und von Kronen und Brücken auf Implantat-Abutments
- Universell einsetzbar, zuverlässiger Halt auch auf Silikat- und Oxidkeramiken, Edelmetall, NEM und Compositen
- Einfachste Überschussentfernung, kein Tropfen, außergewöhnliche Fließfähigkeit unter Druck, zeitsparende Anwendung