



LM PA-Sonden / Parodontometer

Stück Figur 520B, einendig, kugelförmig, hellblau, LM-ErgoNorm™ Griff



Artikelnr.: 117745
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 39,57

Zzgl. MwSt.

Stück Sonde Figur 520B, einendig, kugelförmig, hellblau, LM-ErgoNorm™ Griff

Höchste Präzision

LM Dental Paro-Sonden sind äußerst präzise, um exaktes Messen zu gewährleisten. Sie sind mit schwarzen, Markierungen erhältlich. So wird eine optimale Sichtbarkeit unterstützt.

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.