



VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Packung 5 Stück Implant Solutions IS-14L, 3M2-T



Artikelnr.: 117916

Hersteller: VITA

Gewicht: 0.075 kg

Höhe: 29 mm

Breite: 46 mm

Länge: 146 mm

€ 197,28

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Implant Solutions IS-14L, 3M2-T

VITA ENAMIC ist ein monochromer CAD/CAM-Block, der in drei Transluzenzstufen erhältlich ist (T, HT, ST). Auf der Suche nach dem perfekten Inlay-, Onlay- oder Tabletop-Material für die tägliche Praxis kommt man an VITA ENAMIC ST nicht vorbei.

Vorteile

- *Non-/minimalinvasiv* - Hybridkeramik ermöglicht präzise, non-/minimalinvasive Gestaltung – auch bei reduzierten Wandstärken
- *Schonend* - Kaukraft-absorbierende Materialeigenschaften sorgen für eine Schonung der Antagonisten
- *Zuverlässig* - Kantenstabile, passgenaue und sichere Rekonstruktionen durch die duale Netzwerkstruktur

Indikation

- Front- und Seitenzahnkronen auf Implantaten
- Front- und Seitenzahnkronen
- Inlays / Onlays / Teilkronen
- Table tops
- Veneers

Dies sind empfohlene Indikationen. Selbstverständlich ist i.d.R. das gesamte Spektrum an Einzelzahnversorgungen möglich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Produkte.