



GUTTAFUSION® Obturatoren

Packung 6 Stück ISO 050



Artikelnr.: 117935

Hersteller: VDW

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 7 mm

Breite: 64 mm

Länge: 80 mm

€ 30,39

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Obturatoren ISO 050

Universelles System zur 3-dimensionalen Obturation nach Aufbereitung mit rotierenden NiTi-Systemen. Zur korrekten Auswahl des passenden Obturators ist das Verwenden des GUTTA FUSION® Size Verifiers bei diesem System obligatorisch.

- Homogene Füllung des gesamten Wurzelkanalsystems durch exzellente Kondensation der warmen Guttapercha in Ramifikationen und Isthmen
- Gezieltes Applizieren des Obturators auch in Molaren durch speziell entwickelten Pinzettengriff möglich
- Einfaches Abtrennen des Griffes ohne Zusatzinstrumente
- Müheloses Ausbohren der Guttapercha für die Stiftbettpräparation
- Schnelle Revision dank Guttaperchaträger
- Obturatoren komplett aus Guttapercha mit guter Röntgenopazität, ISO-farbcodiert, in den Größen 20-55