



GUTTAFUSION® Obturatoren

Packung 30 Stück ISO 025



Artikelnr.: 117938

Hersteller: VDW

Gewicht: 0.026 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 32 mm

Länge: 75 mm

€ 131,37

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Obturatoren ISO 025

Universelles System zur 3-dimensionalen Obturation nach Aufbereitung mit rotierenden NiTi-Systemen. Zur korrekten Auswahl des passenden Obturators ist das Verwenden des GUTTAFUSION® Size Verifiers bei diesem System obligatorisch.

- Homogene Füllung des gesamten Wurzelkanalsystems durch exzellente Kondensation der warmen Guttapercha in Ramifikationen und Isthmen
- Gezieltes Applizieren des Obturators auch in Molaren durch speziell entwickelten Pinzettengriff möglich
- Einfaches Abtrennen des Griffes ohne Zusatzinstrumente
- Müheloses Ausbohren der Guttapercha für die Stiftbettpräparation
- Schnelle Revision dank Guttaperchaträger
- Obturatoren komplett aus Guttapercha mit guter Röntgenopazität, ISO-farbcodiert, in den Größen 20-55