



## Safescraper TWIST

Packung 3 Stück gebogen



Artikelnr.: 117949  
Hersteller: Zantomed  
Gewicht: 0.169 kg  
Höhe: 233 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 63 mm

**€ 96,89**

*Zzgl. MwSt.*

---

### **Packung 3** Knochensammler gebogen

*Safescraper TWIST* – Für die kortikale Knochensammlung.

- Einweg-Knochensammler zur autologen Knochenmaterial-Gewinnung
- extra scharfe innenliegende 160 Grad Klinge mit maximaler Schableistung
- das Knochenmaterial wird während des Schabens in der integrierten Kammer gesammelt, mit Eigenblut vermischt und kann unmittelbar beim Patienten implantiert werden
- bis zu 30 %mehr Aufnahmekapazität durch große Kammer (Volumen bis zu 3cm<sup>3</sup>)
- minimal invasive und atraumatische Anwendung