



Sinterdiamanten 51

Stück HP, Figur 143, 12 mm, ISO 050



Artikelnr.: 118028
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 36 mm
Länge: 68 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Diamant HP, Figur 143, 12 mm, ISO 050

Immer neue Werkstoffe erfordern verbesserte Instrumente zur Bearbeitung. Dabei sollte ein solches Instrument möglichst universell für viele Materialien einsetzbar sein. Sinterdiamanten bieten in der Zahntechnik Zeit- und Kostenvorteile bei jeder Anwendung. Im Gegensatz zu galvanischen Schleifern, die nur mit einer Diamantschicht belegt sind, bestehen Sinterdiamanten durch und durch aus Diamanten, die von einer Metallverbindung gehalten werden. Die für Sinterdiamanten verwendete Diamantqualität und die Spezial-Metallbindung garantieren ideale Schleifergebnisse.

- Optimale Drehzahl 20.000-25.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik