



Diamanten 894

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 263 Knospe rund, 5,5 mm, ISO 025



Artikelnr.: 11823
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 53,52

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 263 Knospe rund, Kopflänge: 5,5 mm, ISO 025

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- Kronenpräparation, okklusaler Abtrag
- Drehzahl ISO 025 - 180.000 U/min.