



Clip Flow

Packung 2 x 1,8 g Spritze Flow



Artikelnr.: 118307
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 64 mm
Länge: 150 mm

€ 27,12

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1,8 g Spritze Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmaterial für temporäre Versorgungen

- Leicht zu platzieren – leicht in einem Stück zu entfernen
- Präparationsgrenzen bleiben erhalten
- Belastbar und speicheldicht
- Nicht klebrig
- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Elastisch
- Fließfähig