



EVE DIAPOL® TWIST

Stück rosa mittel, HP, Figur Twist, 17 x 1,6 mm



Artikelnr.: 118400
Hersteller: EVE Ernst Vetter
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 28 mm
Länge: 53 mm

€ 9,06

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer rosa mittel, HP, Figur Twist, 17 x 1,6 mm

Verschleißfeste, leistungsstarke, mit reiner Diamantkörnung durchsetzte Polierer für brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle. Mit EVE Diamantpolierern erledigen Sie Korrekturen auf Keramik mit minimalem Aufwand. Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren.

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand
- 1. Stufe - blau grob - Glätten
- 2. Stufe - rosa mittel - Vorpolieren
- 3. Stufe - grau fein - Hochglanzpolieren
- Keramik, Gold, Lithium-Disilikat, Titan, Zirkonoxid

- Drehzahl: 7.000 - 12.000 U/min.