



GC FujiCEM® 2 SL

Refill Packung 2 x 7,2 ml Kartuschen SL, 1 Mixing Pad N° 22



Artikelnr.: 118452

Hersteller: GC

Gewicht: 0.116 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 71 mm

Länge: 95 mm

€ 182,19

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 7,2 ml Kartuschen SL, 1 Mixing Pad N° 22

GC FujiCEM® 2 SL kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement mit dem neuen SLIDE & LOCK-System!

Mit dem neuen SLIDE & LOCK-System hält GC an der bewährten Rezeptur von FujiCEM® 2 fest, aber kombiniert sie mit einem verbesserten Kartuschen-Design und weiterentwickelten Mischdüsen zum einfacheren Einlegen und Herausnehmen der Mischdüsen. Weiteres Highlight: Neben der „regulären“ GC FujiCEM® 2 Mischdüse SL, verfügt die GC FujiCEM® 2 Mischdüse SL für Endo über eine dünne und abgewinkelte Verlängerungsspitze, um für die Stiftzementierung einen einfachen Zugang zum Wurzelkanal zu schaffen. FujiCEM® 2 mit dem neuen SLIDE & LOCK-System besitzt folgende Vorteile

- Hohe physikalische Eigenschaften
- Starke Haftung: Die innovative Force & Fusion-Technologie funktioniert wie ein Stoßdämpfer und sichert damit eine lang anhaltende Retention Ihrer Restaurationen
- Bequeme Handhabung: Wählen Sie Ihren bevorzugten Dispenser: Metall-Dispenser oder Kunststoff-Dispenser